

Non-mydriatic Retinal Camera



Hans Heiss




OFFICIAL DISTRIBUTOR
MERCOFRAMES OPTICAL CORP.

5555 NW 74 Ave. Miami, FL 33166. United States
Phone: 305-882-0120
sales@mercoframes.net
www.mercoframes.com



- El diseño de cambio anterior-posterior y enfoque de alineación de línea partida ayuda realizar la operación más fácil
- Soporte Dicom 3.0, HIS/PACS



Alineación de línea partida indica la situación de enfocar





Imagen de Rojo-libre óptico. El contraste de color es obvio, para ayudar a diagnosticar el glaucoma.



Cambio de lentes de anterior a posterior



El ángulo de imagen es 45°, la imagen es un círculo completo, para obtener más información de la retina.



No Midriático Cámara Retinal + Angiografía con Fluoresceína de la Retina(FFA)





Alineación con luz visible, más fácil encontrar el posición de la retina.



El diseño de inclinación horizontal y vertical del cuerpo óptico.

9 lámparas internas de fijación y función de automático mosaico inconsútil de imágenes



Cámara Retinal Parámetros Técnicos



Especificaciones	HFC-005	HFC-006
Lentes Ópticas	Sistema de Aspherics	Sistema de Aspherics
Modo de Trabajo	No Midriático Cámara Retinal	No Midriático Cámara Retinal Angiografía con Fluoresceína de la Retina(FFA)
Observación Retinal	Cambio de lentes para-posición de anterior-posterior	Plataforma Movida
Rojo-libre	SI	NO
Foco	Enfoque de alineación de línea partida	
Cámara Digital	Canon EOS Tecnología	
Resolución de Imagen de Colores	5184*3456	
Resolución de Imagen Monocroma	/	1360*1024
Tamaño Mínimo de Pupila	3.3mm	
Rango de Ajuste de Miopía	de -25D a +30D	
Observación Retinal para-posición Indicación	Indicación por la posición de 2 puntos	
Lámparas de Fijación	Lámpara de fijación externa y 9 lámparas de fijación internas	
Ángulo Máximo de Visión	53°	
Inclinación del Cuerpo Óptico	/	Horizontal ± 30° Vertical ± 12.5°
Distancia de Trabajo	40mm ± 2mm	
Software	Soporte Dicom 3.0 y Sistema hospital de HIS/PACS, Proceso de Imagen, Operación Fácil, Automático Mosaico Inconsútil, Gestión de paciente información, etc.	

OFFICIAL DISTRIBUTOR
MERCOFRAMES OPTICAL CORP



5555 NW 74 Ave. Miami, FL 33166. United States
Phone: 305-882-0120
sales@mercoframes.net
www.mercoframes.com